

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ 1650

Операционный стол 1650

Надежный и экономичный операционный стол 1650 – многие годы один из бестселлеров Merivaara. Сегодня он стал еще более прочным, получив новое более стабильное основание и конструкцию колонны. Новый стол пригоден также для пациентов большего веса и предлагает лучший доступ к зоне операции благодаря усовершенствованному дизайну рычагов управления.

Новый 1650 – достойное экономически выгодное решение для нужд современной хирургии.



Функциональные особенности 1650

- Свободный доступ операционной бригады к пациенту
- Сокращение времени операции за счет возможности быстрой укладки пациента

- Совместимость с рентгеновскими установками и С-дугой
- Многофункциональное 4-х секционное рентгенопроницаемое ложе (5-и секционное – с разделенной ножной секцией)
- Мобильный на 3-х антистатических колесах диам. 75 мм
- Максимальная безопасная рабочая нагрузка на стол – 180 кг.

Длина (столешницы)	1950 mm
ширина (столешница)	500 mm
ширина (основание)	620 mm
Регулировка высоты	730 - 1040 mm
Безопасная рабочая нагрузка	180 kg
Тренделенбург	25 °
Антитренделенбург	18 °
Регулировка опоры для головы	-45 - +25 °
Регулировка спинной секции	-15 - +90 °
Регулировка ножной секции	-90 - 0 °
размер колес	75
Матрачное основание (ширина)	554 mm
Вес	135 kg
Боковой наклон	-20 - +20 °
максимальная грузоподъемность	400 kg
Product Code	100001656



Меркурий-Интер-Лаб



отдел продаж +7 (831) 215-00-98
горячая линия 8-800-200-10-16

nn@mil-nn.ru
www.mil-nn.ru